

Таблица 1. Общие сведения

1	Наименование структурного подразделения (кафедра)	Кафедра ортопедической стоматологии Института стоматологии им.Е.В. Боровского
2	Код ОП	31.02.05 Стоматология ортопедическая
3	Ситуационные задачи по Дисциплине	ПМ.02.3МДК 03. Изготовление бюгельных протезов

Таблица 2. Перечень заданий

Ситуационная задача №1

Компетенции, которые проверяются в задаче (ПК, ОПК)	ОПК1 ПК2.4
Ситуация (с <u>подробным</u> описанием) – Например: жалобы, анамнез, статус, результаты лабораторных методов обследования	В зуботехническую лабораторию поступил заказ наряд для изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть

**3 вопроса к этой задаче с 4 вариантами ответа, где верный всегда первый.
Использование выделений правильных ответов недопустимо. Нумерация ответов НЕ требуется.**

№	Текст задания/ вариант ответа
001	Из какого воска изготавливается дуга бюгельного протеза на верхнюю челюсть
	Металл
	Воск
	Карбон
	Пластмасса
002	Из какого материала отливается оттиск для изготовления рабочей модели на верхнюю челюсть
	Гипс
	Металл
	Воск
	Композит
003	В какой аппарат загипсовываются модели для воспроизведения движений
	Артикулятор
	Кювета
	Бюгель
	Все верно

Ситуационная задача №2

Компетенции, которые проверяются в задаче (ПК, ОПК)	ОПК1 ПК2.4
Ситуация (с <u>подробным</u> описанием) – Например: жалобы, анамнез, статус, результаты лабораторных методов обследования	В зуботехническую лабораторию поступил заказ наряд для изготовления бюгельного протеза на нижнюю челюсть

3 вопроса к этой задаче с 4 вариантами ответа, где верный всегда первый.

Использование выделений правильных ответов недопустимо. Нумерация ответов НЕ требуется.

№	Текст задания/ вариант ответа
001	Из какого воска изготавливается дуга бюгельного протеза на нижнюю челюсть
	Металл
	Воск
	Карбон
	Пластмасса
002	Из какого материала отливается оттиск для изготовления рабочей модели на нижнюю челюсть
	Гипс
	Металл
	Воск
	Композит
003	В какой аппарат загипсовываются модели для воспроизведения движений для изготовления бюгельного протеза на нижнюю челюсть
	Артикулятор
	Кювета
	Бюгель
	Все верно