



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет)

Утверждено
Ученый совет ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
«12» мая 2025
протокол №4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков "Хирургические манипуляции"

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина
31.05.01 Лечебное дело

Цель освоения дисциплины Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков "Хирургические манипуляции"

Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-5; Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач

Требования к результатам освоения дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

п/№	Код компетенции	Содержание компетенции и (или ее части)	Индикаторы достижения компетенций:			
			Знать	Уметь	Владеть	Оценочные средства
1	ОПК-5	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека	Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физиологию, патологическую анатомию и	Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические процессы в организме	Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состояний и патологических	



		для решения профессион альных задач	физиологи ю органов и систем человека.	человека.	процессов в организме человека при решении профессион альных задач.	
--	--	---	---	-----------	--	--

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении

п/№	Код компетенции	Наименование раздела/темы дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах	Оценочные средства
-----	--------------------	--	--	-----------------------

Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость		Трудоемкость по семестрам (Ч)
	объем в зачетных единицах (ЗЕТ)	Объем в часах (Ч)	Семестр 5
Контактная работа, в том числе		60	60
Консультации, аттестационные испытания (КАТТ) (Экзамен)		6	6
Лекции (Л)			
Лабораторные практикумы (ЛП)			
Практические занятия (ПЗ)		54	54
Клинико-практические занятия (КПЗ)			
Семинары (С)			
Работа на симуляторах (РС)			
Самостоятельная работа студента (СРС)		30	30
ИТОГО	3	90	90

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий

Практические занятия

№ раздел а	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Тема	Применение ЭО и ДОТ	Объем, час.
1	Инфильтрационная	Инфильтрационная	и Размещено в	6



	и проводниковая анестезия. Пункция крупных суставов.	проводниковая анестезия. Пункция крупных суставов.	Информационной системе «Университет-Обучающийся»	
2	Первичная хирургическая обработка раны.	Первичная хирургическая обработка раны.		6
3	Техника остановки кровотечения паренхиматозного органа.	Остановка кровотечения при ранении паренхиматозного органа.		6
4	Техника соединения тканей.	Шов нерва		6
4	Техника соединения тканей.	Шов сухожилия		6
4	Техника соединения тканей.	Техника сосудистого шва		6
4	Техника соединения тканей.	Техника ушивания ран мягких тканей.		6
4	Техника соединения тканей.	Кишечные швы.		6
5	Хирургические инструменты.	Классификация хирургических инструментов. Методы работы с хирургическими инструментами.	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»	6

Самостоятельная работа студента

№ раздела	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Тема занятия	Вид СРС	Объем, час.
1	Инфильтрационная и проводниковая анестезия. Пункция крупных суставов.	Инфильтрационная и проводниковая анестезия. Пункция крупных суставов.		4
2	Первичная хирургическая обработка раны.	Первичная хирургическая обработка раны.		3
3	Техника остановки кровотечения паренхиматозного органа.	Остановка кровотечения при ранении паренхиматозного органа.		4
4	Техника соединения тканей.	Шов нерва		3
4	Техника соединения тканей.	Шов сухожилия		3
4	Техника соединения тканей.	Техника сосудистого шва		3



4	Техника соединения тканей.	Техника ушивания ран мягких тканей.		3
4	Техника соединения тканей.	Кишечные швы.		3
5	Хирургические инструменты.	Классификация хирургических инструментов. Методы работы с хирургическими инструментами.		4

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№	Наименование согласно библиографическим требованиям
---	---

Перечень дополнительной литературы

№	Наименование согласно библиографическим требованиям
---	---

Перечень электронных образовательных ресурсов

№	Наименование ЭОР	Ссылка
1	РАСПИСАНИЯ, ССЫЛКИ, ВИДЕО ЛЕКЦИИ, ОБУЧАЮЩИЕ ФИЛЬМЫ.	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
2	10 МООК Современная коммуникация в медицине (Этика и деонтология. Понятие коммуникативных навыков, коммуникативного п	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
3	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
4	Фундаментальная учебная библиотека ПМГМУ им. И.М, Сеченова	Размещено в Информационной системе «Университет-Обучающийся»
5	Информационная платформа для интерактивного обучения по дисциплине ОХиТА	Размещено в Информационной



		системе «Университет- Обучающийся»
--	--	--

Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	№ учебных аудиторий и объектов для проведения занятий	Адрес учебных аудиторий и объектов для проведения занятий	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования
1	кабинет №14 (34,3 кв.м.)	241017, Брянская область, г.Брянск, ул.Вокзальная, д.132, мастерские, 1 этаж,	Учебная аудитория для проведения практических занятий – 26 посадочных мест Оборудование: Доска-флипчарт магнитно-маркерная на колесах – 1 шт. Маркеры для магнитной белой доски стираемые, фломастеры на магните набор 12 штук с губкой, 4 цвета, Brauberg Universal, 152491 – 1 шт. Стол ученический – 13 шт. Стул ученический – 26 шт. Стол письменный – 1 шт. Стул преподавателя – 1 шт. Шкаф для хранения оборудования – 2 шт. Негатоскоп НОН 907 – 02 МСК Арт. 2471 – 1 шт. Фантом для отработки сосудистого доступа под контролем УЗИ (УИ – 1.01.П) – 2 шт. Тренажер – манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков первой помощи при боевых действиях Слава, 90 кг, Артикул: M4042 – 1 шт. Тренировочная модель для лечения проколов в плевральной и грудной полости, ВІХ-СК812 – 1 шт. Лапароскопический тренажер SurgiSecret Scopic с инструментами и шовным материалом Артикул: lap5SurgiSecret – 3 шт. Набор лапароскопических инструментов Артикул: 4892 – 3 шт.



		Хирургические наборы для шитья SCALPEL-MED: Набор 1 MEDIUM, Артикул: 74592 – 5 шт. Переносное воздуховытяжное устройство ЛаньМ200-3-220 – 1 шт. Тренажер для вязания узлов – 5 шт. Иглодержатель общехирургический, 160мм (и-10-1s) J-24-018 – 50 шт. Пинцеты (Пинцет анатомический по Адсону (П-129s) J-16-078 – 50 шт. Ножницы (Ножницы тупоконечные вертикально – изогн. 14,5см (и-3ss)) J-22-027 – 50 шт. Ножницы анатомические вертикально – изогнутые остроконечные 140 мм. Артикул: 58-31-14 – 50 шт. ПГА – нить полигликолидная с покрытием, окрашенная (фиолетовая), USP 4/0, 75см, с иглой, HR(кол. 1/2) – 20мм/Линтекс(уп-ка: 25шт) с иглой – 50 шт. ПГА (плетеная), USP № 4/0 (MP 1,5) , L=0.75м, игла 20мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть с иглой – 10 шт. ПГА (плетеная), USP № 4/0 (MP 1,5), L=0.50м, игла 17мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная (уп.12шт)/Волоть с иглой – 10 шт. ПГА – ЛАК HR – 20, нить 4/0 (1,5), с одной колющий иглой 1/2 или 3/8 – в упаковке (минимальная) 12 штук – 10 шт. Пластина для наложения швов на основании DM – CS6206 – 5 шт. Модель кишки (20мм) DM – CS6207 – 25 шт. Сосуды пара артерия вена силикон Артикул: 10026 – 25 шт. HG ЭВА материал листовой HG белый 200x200x9 мм 4960820 –
--	--	--



			25 шт. Игла колющая (многоцветная) Ø0,98x41 мм, 3/8 Артикул: SE – TE 41 (10 штук в 1 упаковке) – 25 шт. Капроновая полиамидная нить BRAUBERG 1мм, длина 2380 м. Артикул: 600357 – 25 шт. Клеенчатые фартуки и нарукавники – 10 шт. Халаты одноразовые для патологоанатомических вскрытий – 50 шт. Шпатель медицинский одноразовый – 50 шт. Лоток почкообразный (сталь) – 25 шт. Биксы для стерилизации инструментов стандартные большие – 5 шт. Дезинфицирующие средства – 50 шт. Дозатор локтевой для АНТИСЕПТИКА пластиковый 1000 мл – 5 шт. Аптечка АНТИ – СПИД – 2 шт. Трубка дренажная – 1 шт. Ветошь – 25 шт. Капроновая нить для учебных целей – 1 шт. Шелковая нить для учебных целей – 5 шт. Шприцы медицинские одноразовые – 10 шт. Системы для внутривенных инфузий – 25 шт. Марля – 5 шт. Одноразовые простыни (отрывные) – 50 шт. Перчатки медицинские повышенной прочности (HIGHRISK) – 15 шт.
--	--	--	---

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Оперативной хирургии и топографической анатомии ИКМ

Принята на заседании кафедры Оперативной хирургии и топографической анатомии ИКМ
от «04» апреля 2025 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой

Дыдыкин С.С.



Оперативной хирургии и
топографической анатомии
ИКМ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Одобрена Центральным методическим советом
от «22» апреля 2025 г., протокол № 3

Председатель ЦМС

(подпись)

(фамилия, инициалы)